

公众号



B站



小红书



视频号



Swiss Affinibody LifeScience AG

网址: www.affinibody.com

邮箱: info@affinibody.com

电话: +41(0)763290285 +86 18513969691





增强型 TBST 缓冲液

Enhanced TBST Buffer

Catalog # AIWB-008; AIWB-008S

使用说明书



www.affinibody.com
Swiss Affinibody LifeScience

Version 2.3 V

目录 Contents

01 产品概述	02
02 产品组分	02
03 产品特点	02
04 储存条件	02
05 使用流程	02
06 注意事项	03

01 产品概述

增强型TBST缓冲液，为一款基于Tris的缓冲盐溶液。用于Western Blot 中蛋白印迹膜清洗是常用分子生物学试剂。除传统的Tween-20外，本品含有新型去污剂，能够大大增强TBST的洗涤作用，降低膜背景信号。此外本品添加了新型强效抑菌剂，无需担心染菌，可长时间稳定存储。

02 产品组分

货号	组分	规格
AIWB-008	增强型TBST缓冲液(50X)	100 mL
AIWB-008S	增强型TBST缓冲液 (1X)	500 mL

03 产品特点

◆ 降背景 —— 去污力强，可有效降低背景信号

◆ 长期保存 —— 新型强效防腐剂，可长期存储

04 储存条件

常温存放，有效期2年。

05 使用流程

50X浓缩液(AIWB-008)，使用前请先用ddH₂O稀释配制1X工作液。1X工作液(AIWB-008S)，无需配制，可直接使用。

06 注意事项

1. 本产品用于专业人员的科学研究，不得用于临床诊断、治疗、食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。